

INFECTVAGIN®

10 globulek dopochwowych

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Skład

Jedna globulka zawiera: hydrolizat kolagenu, glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB), kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Kategoria terapeutyczna

Wyrób medyczny do stosowania dopochwowego

Wskazania

Leczenie pomocnicze chorób zapalnych pochwy o różnej etiologii, w tym bakteryjnych, grzybiczych i mieszanych, atrofii i dystrofii pochwy oraz zapalenia szyjki macicy i ektopii szyjki macicy (nadżerki). Ze względu na właściwości wiązania cząsteczek wody globulki Infectvagin zalecane są po leczeniu metodami fizycznym (elektrokoagulacja, laseroterapia, krioterapia) lub w przypadku występowania suchości pochwy w okresie pomenopauzalnym, również przy występowaniu krwawień. Globulki Infectvagin zawierają hydrolizat kolagenu i wyciąg ze skrzypu polnego, dzięki czemu sprzyjają procesom gojenia i reepitelializacji (odbudowy nabłonka), natomiast PHMB oraz kwas mlekowy przywracają fizjologiczne pH, zapobiegając namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Sposób użycia

Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć dłonie. Globulkę należy aplikować wieczorem przed snem. Wyciągnąć globulkę z blistra, oddzielić dwa końce opakowania, wyciągnąć globulkę i włożyć ją głęboko do pochwy.

Środki ostrożności

Wszystkie czynności należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie zgnieść globulki. Globulki o nadmiernie miękkiej konsystencji, wynikającej z ekspozycji na ciepło, nie tracą swoich właściwości. W celu przywrócenia pożądanego konsystencji zaleca się włożyć globulkę do lodówki na tak długo jak to konieczne.

Ostrzeżenia

Produkt należy stosować dopochwowo. W testach klinicznych wykazano, że nie ma on właściwości uczulających. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji, należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB) jest uznawany za rzadki alergen, częstość występowania uczulenia wynosi 0,5% w populacji niewyselekcjonowanej. Jeśli wystąpią reakcje wskazujące na kontaktowe alergiczne zapalenie skóry należy przerwać stosowanie globulek i skonsultować się z lekarzem.

Chronic przed dziećmi

Nie stosować produktu po upływie daty ważności. Produkt przechowywać z dala od źródeł ciepła, w temperaturze poniżej 25°C. Po użyciu opakowanie odpowiednio zutylizować.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki produktu. Stosowanie produktu w czasie ciąży lub przez dłuższy okres musi odbywać się pod kontrolą lekarza.

Nie stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na poliheksametylen biguanidu lub na inne substancje o podobnej budowie.

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane po zastosowaniu produktu.

Zawartość opakowania

10 globulek 2,9 g

Wyrób medyczny klasy III



WYTWÓRCA:

PRAEVENIO Pharma s.r.l.

via Paolo Rivero, 172/174 - 81031 Aversa (CE), Włochy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

VERCO S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa



25°C

CE 0373

Data aktualizacji instrukcji używania: 30.10.2018

INV10/1/010920